

STERRAD[®]NX

In buone mani

Il metodo di sterilizzazione rapido e a bassa temperatura,
che allunga la vita dei tuoi strumenti chirurgici.
Fidati dell'esperienza STERRAD[®].



STERRAD[®] NX, il sistema a gas plasma di perossido di idrogeno a bassa temperatura, facile da usare, sterilizza i tuoi endoscopi e gli strumenti chirurgici delicati in soli 28 minuti. Il suo ciclo di sterilizzazione salvaguarda la vita dei tuoi strumenti, ne riduce i costi di riparazione e ti fa risparmiare tempo prezioso. Tutti questi fattori portano un rapido ritorno dell'investimento.

Johnson & Johnson Medical S.p.A.
Via del Mare, 56
00040 Pratica di Mare (Roma)
Tel: (06) 911 94 319 - Fax: (06) 911 94 290



Speciale ringraziamento a Ethicon Women's Health & Urology.

ASP ADVANCED STERILIZATION PRODUCTS[®]
a *Johnson & Johnson* company